


Cómo usar el inhalador y el espaciador



1. Retire la tapa del inhalador



2. Agite el inhalador durante 5 segundos



3. Conecte el espaciador y retírele la tapa



4. Exhale **TODO** el aire



5. Cierre los labios alrededor de la boquilla



6. Presione aquí



7. Inhale **LENTAMENTE**, **PROFUNDAMENTE**



8. Mantenga la respiración durante 10 segundos si puede. Luego, exhale lentamente.



Si necesita otra descarga, espere 1 minuto y luego repita los pasos 5 a 9.



9. Enjuague con agua y **ESCUPA**.

Asthma Coalition

of Erie, Monroe & Niagara Counties

WWW.ACOFEMNC.ORG

American Lung Association.

1-800-LUNG-USA (800-586-4872)*
*TTY para personas con discapacidad auditiva: 1-800-501-1068